



### INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – COPROCULTURA

Cultura de fezes para detecção de larvas de parasitos.

#### AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Fezes	100g	Preferencialmente da ampola retal

#### CUIDADOS PÓS COLETA

As amostras de fezes devem ser refrigeradas e enviadas ao laboratório em caixa de isopor contendo gelo reciclável.

ATENÇÃO: Não congelar as amostras de fezes!

#### ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames ([clique aqui para obtê-lo](#)) e colocar dentro de outro saco plástico
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor contendo gelo reciclável
- Colar na tampa da caixa de isopor o seguinte endereço: [clique aqui para versão de impressão](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA  
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA  
Campus Samambaia. Avenida Esperança, s/n, Campus Universitário  
Goiânia-GO CEP: 74.690.900

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO, SERÃO DESCARTADAS!